

幅広い適応を可能とし、快適性を強化した脱毛レーザー

excel[®] HR

国内製造販売承認取得のお知らせ

キュテラ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：松崎 一弘）は、2019年8月2日（金）付けで、厳選された2つの波長をもつ脱毛レーザー「販売名：Excel HR システム」の医療機器製造販売承認を取得したことをお知らせいたします。

使用目的又は効果

レーザーの選択的熱作用により、長期的な減毛を目的とした装置

特 徴

1. 厳選した2波長

- 755nmと1064nmを搭載し、幅広い脱毛への適応が可能

2. 快適性の強化

- サファイヤコンタクトクーリングによる照射前・中・後のクーリングで表皮を保護
- キャリブレーションによる施術中の待ち時間がない
- アレキサンドライト2Hz, Nd:YAG 10Hzを安定的に出力可能

3. 使用しやすい

- シンプルデザインで分かりやすいユーザーインターフェイス
- クーリングに必要な消耗品がない
- 筐体が小さい



仕 様

	アレキサンドライト	Nd:YAG
波 長	755nm	1064nm
フル エ ンス	4-100J/cm ²	3-300J/cm ²
パ ル ス 幅	3ms	0.1 - 300ms
スポットサイズ	5-18mm	3-18mm
繰り返し周波数	シングルショット-2Hz	シングルショット-10Hz
ク ー リ ン グ	4 - 20℃調節可能	
寸 法	幅 33cm × 奥行 46cm × 高さ 96cm	

承認番号：30100BZX00097000
販売名：Excel HR システム